

Prepare-se para o novo conector ENFit

Lista de Transição para Pacientes e Prestadores de Cuidados



Está a caminho um novo padrão de design para os conectores da tubagem de nutrição entérica. O novo conector ENFit foi concebido especificamente para produtos de nutrição entérica. Estes conectores não se encaixarão em outros tipos de portas (como as portas IV), reduzindo a possibilidade de conexões defeituosas.

Esta iniciativa global de segurança para os pacientes começa nos EUA, no Canadá e Porto Rico. O objetivo é transitar completamente para o novo conector até 2016 nestas áreas.

A lista em baixo não tem a intenção de ser um guia completo, mas pode usá-la para o/a ajudar a começar. O seu fornecedor de produtos para cuidados em casa será uma importante fonte de apoio para o/a ajudar a tornar-se confortável com os novos conectores. Trabalhe com o seu representante durante o processo de transição para responder a todas as perguntas ou preocupações.


1. Tome conhecimento dos produtos que estão a mudar



Visite StayConnected2014.org para pormenores sobre a transição




Fale com o seu fornecedor de produtos para cuidados em casa sobre as mudanças nos produtos que usa



Treine-se no uso dos novos conectores

2. Compreenda a transição para os novos conectores

Os primeiros conjuntos de transição serão introduzidos nos EUA, no Canadá e Porto Rico no Outono de 2014. Fale com o seu fornecedor de produtos para cuidados em casa para saber as datas específicas para os produtos que usa.



TUBO DE ALIMENTAÇÃO ATUAL

Hoje, o conector atual tem uma extremidade tipo árvore ou árvore de Natal que se liga ao tubo de alimentação.

CONJUNTO DE TRANSIÇÃO TEMPORÁRIO

Os conjuntos de transição terão o novo conector ENFit e um conector de transição temporário para que ele possa encaixar nos tubos de alimentação atuais.

TUBO DE ALIMENTAÇÃO FINAL

Quando a porta do tubo de alimentação para o conjunto de administração mudar, o conector de transição não será preciso. O novo conector roda e prende no lugar.


3. Tenha os produtos certos à mão

- ❑ Acabe os produtos existentes e não compre mais do que precisa
- ❑ Faça a transição tão depressa quanto possível
- ❑ Use os produtos somente como indicado

O Conector do Sistema Entérico Muda


O novo padrão de design tem um impacto em todo o sistema de alimentação entérica

EXTREMIDADE DE NUTRIÇÃO




CONECTOR (FINAL)
[Em funcionamento desde 2012]


EXTREMIDADE DE ACESSO AO PACIENTE



SERINGA (ATUAL)




SERINGA (FINAL)
Agora, as seringas para a administração de medicação, fluxos, hidratar, ou para a alimentação intermitente através de tubos entéricos, necessitam de um encaixe preciso especificamente entérico.



TUBO DE ALIMENTAÇÃO (ATUAL)

CONJUNTO DE TRANSIÇÃO (TEMPORÁRIO)

Encaixa-se na porta de alimentação atual até os novos tubos ENFit de alimentação entérica estarem disponíveis.



Novo conector ENFit de tubo de alimentação

TUBO DE ALIMENTAÇÃO (FINAL)
Mudança de conector tipo árvore ou árvore de Natal para o novo conector ENFit. A porta do tubo de alimentação para o conjunto de administração mudará.