

ENFit® GUÍA INFORMATIVA PARA FARMACIAS

¿Qué es ENFit®? ¿Por qué fue creado? ¿Cuál es el significado de “ENFit®” en la administración de medicamentos a través de su sonda de alimentación?

Los conectores enterales ENFit han sido diseñados para minimizar conexiones erróneas entre dispositivos de diferentes terapias. Los usuarios que han adoptado el uso de productos ENFit® deberán informar a sus proveedores la necesidad de satisfacer la demanda de los productos que complementan la terapia enteral (jeringas ENFit®, adaptadores ENFit®, entre otros) para el adecuado suministro de medicamentos o soluciones enterales.



Preguntas frecuentes (FAQs):

¿Dónde puedo adquirir productos compatibles con ENFit® para la administración de mis medicamentos?

Se recomienda que previamente al alta de un paciente, se adquieran productos ENFit® de primera necesidad directamente con el hospital, a fin de continuar con la terapia y, posteriormente adquirir lo requerido en puntos de venta. En el caso de que el paciente haya migrado de productos tradicionales a ENFit®, es indispensable que notifique a su tienda de suministros (farmacias, proveedores, entre otros). Comparta la infografía o el código QR en el que se muestra la relación entre productos de uso tradicional y su cambio a productos ENFit®, con la finalidad de que el proveedor tenga conocimiento de los productos que deben ser adquiridos para su venta.

Si la compra de los productos ENFit® es a través de un proveedor directo o en línea, puede hacer uso de la infografía para identificar los nombres de los productos ENFit® compatibles. Así mismo, en la página web “Stay Connected” <https://stayconnected.org/pharmaguide/> es posible localizar los puntos de venta cercanos.

¿Se requiere receta/prescripción para la compra de los productos ENFit®?

En caso de requerir una receta o prescripción, póngase en contacto con el personal de salud que le atiende para solicitarla. Utilice la infografía/código QR de transición de productos tradicionales a ENFit® para identificar los nombres de éstos. Si usted se inclina por una marca en particular, solicite que se especifique este dato en su prescripción. El diseño de los conectores ENFit® permite la compatibilidad entre estos, sin ser afectado por la marca. asegúrese de informar a su proveedor de atención médica para que puedan incluir el nombre en la receta.

Jeringa Enteral (Tradicional)



Jeringa Enteral ENFit



Adaptadores a presión para frascos (Tradicional)



Adaptadores ENFit® a presión para frascos



Adaptadores para frascos (Tradicional)



Adaptadores ENFit® para frascos



Adaptadores de tapones para frascos (Tradicional)



Adaptadores ENFit® de tapones para frascos



Adaptador pipeta para medicamentos (Tradicional)



Adaptador p medicamentos



Otros Productos ENFit®

Acoplador ENFit® para tapa de llenado



Tapón para Jeringa



Conector gradiente ENFit® (Transición) para extracción de medicamentos



Comparte esta tarjeta con tu farmacia/ proveedor.

GEDSA
stay connected®

Consulta información sobre la administración de medicamentos enterales con el sistema ENFit® en la página web de GEDSA.

<https://stayconnected.org/pharmaguide>



Comparte esta tarjeta con pacientes y personal de salud.

ENFit® Exchange

Únete al grupo de facebook para intercambiar información sobre productos ENFit® con pacientes y personal de salud.

<https://www.facebook.com/groups/enfitexchange>

